

Let's Frisbee

Duschpall

Artikelnr. LFR101

Let's Frisbee är en ny duschpall med modern design avsedd att användas i duschen eller badrummet. Pallen har en vacker och stabil konstruktion för säker och trygg funktion. Dessutom har den en roterande mjuk sittplatta som gör det lätt för användaren att sköta sin hygien på ett bekvämt sätt. Benen är lätt justerbara till önskad höjd med ett enkelt handgrepp. Stolen är formgiven för att passa i alla utrymmen genom att den är liten och rund.



Let's Frisbee är justerbar från 45 till 53 centimeters höjd. Höjden justeras genom att man trycker in knapparna på benen och skjuter de nedre rören till önskat läge, varefter knapparna låses fast i justeringshålen.

Viktigt: Ställ alltid alla benen i samma höjd för att undvika instabilitet och risk för fallolyckor.

Tekniska data:

Material:

Sits ABS

Rörstomme av aluminium

Fötter TPE

Höjd justerbar från 45 till 53 cm

Vikt 2,5 kg

Testad enligt ISO EN 12182:2012

Maximal användarvikt 150 kg

Garanti:

Två års garanti.

