

Let's Sing


Trådkorg

Artikelnr. LSG107

Korgen är ett tillbehör till Let's Sing för förvaring av duschillbehör och andra produkter. Korgen monteras enkelt utan verktyg med en snäppanordning under sitsen.



Inga verktyg behövs vid monteringen av korgen. En praktisk förvaringshylla som gör hygienartiklarna lättåtkomliga.

**Tekniska data:**

Material: metall
Bredd 24 cm
Längd 33 cm
Höjd 5 cm
Vikt 0,2 kg
Max belastning 1 kg

Garanti:

Två års garanti.

