

Let's Twist Again

Ergonomiska och färgglada
designkryckor



Let's Twist Again. Ergonomiska kryckor i attraktiv design, finns i fem moderna färger: grön, gul, orange, svart och silver. Naturligtvis kan kryckan ställas i olika längd för att passa olika användare. Armstödet hos Let's Twist Again är utfört i stabil plast och det ergonomiskt designade handtaget är av gummi som ger stadigt behagligt grepp. Konstruktionen är i aluminium vilket gör att kryckan blir mycket lätt.



Eleganta färger och detaljlösningar ger kryckan en tuff design och karaktär utöver det vanliga.



Hålen för höjdställningen ligger endast på det nedre röret vilket gör kryckan mer elegant. En låsring gör kryckan ännu säkrare och tystare.



Gummifoten har ett greppvänligt mönster mot underlaget, för att ge bästa möjliga fäste mot grus, asfalt eller stenbeläggning. Gummifoten kan lätt bytas.



red dot award 2014
winner



Art. No. 0115

Art. No. 0114

Art. No. 0112

Art. No. 0110

Art. No. 0111

Tekniska data:

Max. användarvikt 130 kg
Handgreppets längd 100 mm
Handgreppets höjd 80 – 100 cm
Underarmsstödet längd 210 mm
Underarmsstödet vinkel 15°
Dimension hopfäld 1020 x 210 x 95
Vikt 0,54 kg

Fotens diameter 40 mm
Fotens material Gummi
Rör material Aluminium
Material armstöd PP
Material handtag TPE



Let's Twist Again är testad enligt ISO 11334-1:2007 och godkänd för en användarvikt upp till 130 kg samt CE-märkt.