



Rengöring: Let's Relax

Let's Sing, Let's Shower, Let's Enjoy, Let's Frisbee, Let's Step




Enkel rengöring:

Rengör med diskmedel eller såpa i ljummet vatten. Använd en mjuk svamp.



Grundlig rengöring:

Använd rengöringsmedel utan lösningsmedel, pH 5-9, eller 70% desinficeringsprit.



Dekontaminering:

Använd alkaliskt rengöringsmedel (minst pH 6) i högst 85°C som längst i 3 minuter.