

Let's Dream

Inomhusrollator

Black Swan Art. No. LD502

Sunset Art. No. LD501



Let's Dream, världssuccén från TrustCare, är en mycket praktisk inomhusrollator för personer som behöver ett lätt och flexibelt gånghjälpmedel för användning inomhus. Rollatorn har en vacker och elegant design och finns i två olika färger. Den är lätt att manövrera och lätt att använda i trånga utrymmen som badrummet. Den har en avtagbar bricka för att transportera exempelvis en tallrik eller en kaffekopp. Använd den som serveringsvagn, som ett litet bord att äta från och som stöd ifall du behöver stiga upp ur sängen mitt i natten. Textilkorg finns som tillbehör och kan användas tillsammans med brickan.

Handtagen är klädda med mjukt skumgummi och kan justeras i höjd för att passa olika användare. Bromsen kan lätt manövreras med en hand och bromsar då på båda bakhjulen. Rollatorn har förstås också en parkeringsbroms. Den kan lätt fällas ihop och kan stå upp då den är hopfäld.



Black Swan Art. No. LD502



Sunset Art. No. LD501



Transparent Bricka.



Korg.

Tekniska data:

Testad enligt ISO 11199-2:2005

För en maximal användarvikt på 100 kg



Bredd 55 cm

Vikt 6.5 kg

Handtagshöjden är justerbar från 83 - 95 cm

Max. last på brickan 5 kg

Max. last i korgen 3 kg

Svart bricka ingår

