

## Let's Sing

Duschstol

Vit Art. No. LSG101

Isblå Art. No. LSG301

Koppar Art. No. LSG401



Let's Sing är en ny duschpall med modern design avsedd att användas i duschen eller badrummet. Pallen har en vacker och stabil konstruktion för säker och trygg funktion. Benen är lätt justerbara till önskad höjd med ett enkelt handgrepp. Som tillbehör finns en metalltrådkorg som kan placeras under sitsen för förvaring av dusch tillbehör och andra produkter.

Let's Sing är justerbar från 45 till 56 centimeters höjd. Höjden justeras genom att man trycker in knapparna på benen och skjuter de nedre rören till önskat läge, varefter knapparna låses fast i justeringshålen.

**Viktigt:** Ställ alltid alla benen i samma höjd för att undvika instabilitet och risk för fallolyckor.



Isblå. Art. No. LSG301



Koppar Art. No. LSG401

### Tekniska data:

Testad enligt to ISO 12182:2012  
För en maximal användarvikt på 150 kg  
Höjd justerbar från 45 – 56 cm  
Vikt 2.4 kg



Material:  
Sits ABS  
Rörstomme Aluminium  
Fötter TPE

